

Техническое задание на поставку сывороток диагностических для нужд бактериологической лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России

| № п.п | Наименование | ОКПД | Единица измерения | Количество | Технические и функциональные характеристики | Необходимая комплектация/ Прочие условия |
|-------|---|--------------|-------------------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | <p>Сыворотка диагностическая сальмонеллезная жидкая О-поливалентная основных групп АВСDE для РА</p> | 21.10.60.108 | флакон по 2 мл | 1 | <p>для серологической идентификации бактерий рода <i>Salmonella</i> в реакции агглютинации на стекле. Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая О-агглютинины против антигенов 1; 2; 3,4; 5; 6.1; 6.2; 7; 8; 9; 10; 12, VI. Срок годности - не менее 3х лет. Россия</p> | <p>1. Паспорт 2. ру 3. Инstrukция 4. Сертификат соответствия (при наличии) Не допускается поставка выставочных образцов. Поставляемый товар должен быть пригоден и не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь повреждений. Условия эксплуатации: - относительная влажность не более 80% при температуре 25 °С; - температура не более от -10 до +35. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.</p> |
| 2 | <p>Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сухая для РА, лиофилизат для диагностических целей моновалентная О1</p> | | флакон по 2 мл | 1 | <p>серологическая идентификация бактерий рода <i>Salmonella</i> в реакции агглютинации на предметном стекле. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |
| 3 | <p>Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сухая для РА, лиофилизат для диагностических целей моновалентная О2</p> | | флакон по 2 мл | 1 | <p>серологическая идентификация бактерий рода <i>Salmonella</i> в реакции агглютинации на предметном стекле. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |
| 4 | <p>Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сухая для РА, лиофилизат для диагностических целей моновалентная О3,10</p> | | флакон по 2 мл | 1 | <p>серологическая идентификация бактерий рода <i>Salmonella</i> в реакции агглютинации на предметном стекле. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |

№1.10.60.196

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| <p>диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сухая для РА, лиофилизат для диагностических целей Моновалентная О17</p> | <p>флакон по 2 мл</p> <p>1</p> | <p>серологическая идентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на предметном стекле. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | <p>Срок поставки не ранее III квартала. Изготовление не ранее апреля 2026 года. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ: упаковка завода изготовителя. АДРЕС ДОСТАВКИ 603074, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20 а ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России, бактериологическая лаборатория</p> |
| <p>Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сухая для РА, лиофилизат для диагностических целей Моновалентная О5</p> | <p>флакон по 2 мл</p> <p>1</p> | <p>серологическая идентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на предметном стекле. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |
| <p>Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сухая для РА, лиофилизат для диагностических целей Моновалентная О6.2</p> | <p>флакон по 2 мл</p> <p>1</p> | <p>серологическая идентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на предметном стекле. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |
| <p>Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сухая для РА, лиофилизат для диагностических целей Моновалентная О7</p> | <p>флакон по 2 мл</p> <p>1</p> | <p>серологическая идентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на предметном стекле. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |
| <p>Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сухая для РА, лиофилизат для диагностических целей Моновалентная О10</p> | <p>флакон по 2 мл</p> <p>1</p> | <p>серологическая идентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на предметном стекле. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |
| <p>Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сухая для</p> | <p>флакон по 2 мл</p> <p>1</p> | <p>серологическая идентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на предметном стекле. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|----------|--|--|
| <p>11 Диагностические цели Моновалентная O12</p> | | | | | |
| <p>Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сухая для РА, лиофилизат для диагностических целей Моновалентная O27</p> | | <p>флакон по 2 мл</p> | <p>1</p> | <p>серологическая идентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на предметном стекле. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |
| <p>12 Сыворотка диагностическая сальмонеллезная сухая для РА Н-поливалентная: G</p> | | <p>ампула по 2 мл</p> | <p>1</p> | <p>иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая Н- агглютинины. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |
| <p>13 Сыворотка диагностическая сальмонеллезная сухая для РА Н-поливалентная: Н-1</p> | | <p>ампула по 2 мл</p> | <p>1</p> | <p>иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая Н- агглютинины. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |
| <p>14 Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая Зонне для РА</p> | | <p>флакон по 2 мл</p> | <p>1</p> | <p>серологическая идентификация бактерий рода Shigella в реакции агглютинации (РА) на предметном стекле. Срок годности - не менее 3х лет. Россия</p> | |
| <p>15 Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая поливалентная Флекснера I-V для РА</p> | | <p>флакон по 2 мл</p> | <p>1</p> | <p>серологическая идентификация бактерий рода Shigella в реакции агглютинации (РА) на предметном стекле. Срок годности - не менее 3х лет. Россия</p> | |
| <p>16 Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая Флекснера VI для РА</p> | | <p>флакон по 2 мл</p> | <p>1</p> | <p>серологическая идентификация бактерий рода Shigella в реакции агглютинации (РА) на предметном стекле. Срок годности - не менее 3х лет. Россия</p> | |
| <p>17 Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая Флекснера VI для РА</p> | <p>24.42.21.191</p> | <p>флакон по 2 мл</p> | <p>1</p> | <p>серологическая идентификация бактерий рода Shigella в реакции агглютинации (РА) на предметном стекле. Срок годности - не менее 3х лет. Россия</p> | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------|----------|---|--|
| <p>Диагностическая шигеллезная жидкая поливалентная Зонне, Флекнера I-VI для РА</p> | | <p>флаккон по 2 мл</p> | <p>1</p> | <p>серологическая идентификация бактерий рода Shigella в реакции агглютинации (РА) на предметном стекле. Срок годности - не менее 3х лет. Россия</p> | |
| <p>19 Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O-моновалентная кроличья сухая для РА, серотип O:3</p> | | <p>ампула по 1 мл</p> | <p>1</p> | <p>для серологической идентификации O-серовариантов представителей вида <i>Yersinia enterocolitica</i> в реакции агглютинации. Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O-моновалентная кроличья, лиофилизированная (в рабочем разведении) - фл. (1 мл). Объем 1 мл рассчитан на проведение 40 анализов. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |
| <p>20 Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O-моновалентная кроличья сухая для РА, серотип O:5</p> | | <p>ампула по 1 мл</p> | <p>1</p> | <p>для серологической идентификации O-серовариантов представителей вида <i>Yersinia enterocolitica</i> в реакции агглютинации. Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O-моновалентная кроличья, лиофилизированная (в рабочем разведении) - фл. (1 мл). Объем 1 мл рассчитан на проведение 40 анализов. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |
| <p>21 Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O-моновалентная кроличья сухая для РА, серотип O:5.27</p> | | <p>ампула по 1 мл</p> | <p>1</p> | <p>для серологической идентификации O-серовариантов представителей вида <i>Yersinia enterocolitica</i> в реакции агглютинации. Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O-моновалентная кроличья, лиофилизированная (в рабочем разведении) - фл. (1 мл). Объем 1 мл рассчитан на проведение 40 анализов. Срок годности - не менее 5 лет. Россия</p> | |
| <p>22 Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O-моновалентная кроличья сухая для РА, серотип O:6.30</p> | | <p>ампула по 1 мл</p> | <p>1</p> | <p>для серологической идентификации O-серовариантов представителей вида <i>Yersinia enterocolitica</i> в реакции агглютинации. Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O-моновалентная кроличья, лиофилизированная (в рабочем разведении) - фл. (1 мл). Объем 1 мл рассчитан на</p> | |


21.10.60.196

| | | | | | |
|----|--|-------------------|---|--|--|
| 23 | Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O- моновалентная кроличья сухая для РА, серотип O:7.8 | ампула по 1 мл | 1 | проведение 40 анализов. Срок годности - не менее 5 лет. Россия для серологической идентификации O-серовариантов представителей вида <i>Yersinia enterocolitica</i> в реакции агглютинации. Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O-моновалентная кроличья, лиофилизированная (в рабочем разведении) - фл. (1 мл). Объем 1 мл рассчитан на проведение 40 анализов. Срок годности - не менее 5 лет. Россия | |
| 24 | Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O- моновалентная кроличья сухая для РА, серотип O:9 | ампула по 1 мл | 1 | для серологической идентификации O-серовариантов представителей вида <i>Yersinia enterocolitica</i> в реакции агглютинации. Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O-моновалентная кроличья, лиофилизированная (в рабочем разведении) - фл. (1 мл). Объем 1 мл рассчитан на проведение 40 анализов. Срок годности - не менее 5 лет. Россия | |
| 25 | Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O- моновалентная кроличья сухая для РА, серотип O:1.7 | ампула по 1 мл | 1 | для серологической идентификации O-серовариантов представителей вида <i>Yersinia enterocolitica</i> в реакции агглютинации. Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia enterocolitica</i> O-моновалентная кроличья, лиофилизированная (в рабочем разведении) - фл. (1 мл). Объем 1 мл рассчитан на проведение 40 анализов. Срок годности - не менее 5 лет. Россия | |
| 26 | Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> O- моновалентная кроличья сухая для РА, серотип III | ампула по 1 мл | 1 | для серологической идентификации O-серовариантов представителей вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> в реакции агглютинации на стекле. Состав: сыворотка диагностическая к <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> O-моновалентная кроличья, лиофилизированная (в рабочем разведении) 1 фл. (1 мл). Срок годности - не менее 5 лет. Россия | |
| 27 | Сыворотка диагностическая к <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> O- | ампула по 1 мл | 1 | для серологической идентификации O-серовариантов представителей вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> в реакции агглютинации на | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | сухая для РА, серотип I | | | | стекле. Состав: сыворотка диагностическая к <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> O-моновалентная кроличья, лиофилизированная (в рабочем разведении) 1 фл. (1 мл). Срок годности - не менее 5 лет. Россия | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|

Зав. бактериологической лабораторией

27.05.2026



О. М. Кочу