

Описание предмета закупки

№ п/п	Наименование товара, ОКПД 2	Ед. изм.	Кол-во	Наименование товара в соответствии с РУ	Производитель/ Страна происхождения	Срок годности, мес.	Номер регистрационного удостоверения, дата выдачи	Наименование показателя	Содержание (значение) показателя
1	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки 32.50.50.190	шт	2000					Описание	Ручное цилиндрическое изделие, разработанное для использования вместе с вакуумной пробиркой для забора крови для взятия проб крови у пациента. Это, как правило, полый пластиковый адаптер, в который вставляется пробирка для забора крови и к которому пользователь присоединяет иглу для забора крови (не относящуюся к данному виду); может прилагаться встроенная игла для пробирок для забора крови. Это изделие также позволяет производить забор крови в несколько пробирок из одного места прокола вены. Это изделие, пригодное для многократного использования.
								Совместимость вакуумными пробирками диаметром 13мм или 16мм / иглами (луер-адаптером/ луер-адаптером с иглой односторонней/ иглой двухсторонней/ иглой бабочкой/ иглой-бабочкой с луер-адаптером)	Соответствие
								Внутренний диаметр, мм	≥18 и ≤22
								Высота, мм	≥47 и ≤48
								Диаметр, мм	≥4,9 и ≤5,0
								Не подлежит стерилизации	Соответствие
								Изделие многократного использования (возможно повторное использование после проведения	Соответствие

								дезинфекции химическим методом)	
								Материал	Прозрачный полипропилен
								Регистрационное удостоверение	Наличие
2	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки 32.50.50.190	фл	50					Описание	Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью для ЭКГ, дефибрилляции, электромиостимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей
								Электропроводность, См/м	1,2-1,6
								Уровень pH	6.0-7.0
								Цвет	Бесцветный
								Форма выпуска	Флакон со спрей-насадкой
								Объем, г	Не менее 200 не более 250
								Регистрационное удостоверение	Наличие
3	Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 32.50.13.190	шт	50					Описание	Стерильный полый цилиндр, который можно вводить в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и через нос, и через рот для обеспечения питания и/или аспирации. Изготавливается из пластика или резины, доступны изделия различных конструкций и длины. Некоторые модели представляют собой простые резиновые трубки со стеклянным окошком; другие модели могут быть рентгеноконтрастными для точного размещения, иметь сквозные глазки и двойные коннекторы (например, один для аспирации, второй - для ирригации/питания). Также можно использовать для декомпрессии желудка, извлечения образцов для диагностического анализа, введения лекарственных средств и для ирригации

								желудка с целью лечения кровотечения верхнего отдела ЖКТ. Это изделие для одноразового использования
							Длина, мм	≥ 1100 и ≤ 1110
							Количество каналов	Одноканальный
							Материал	Поливинилхлорид
							Назначение	Аспирационный
							Наружный диаметр, мм	≥ 4.0 и ≤ 4.1
							Рентгеноконтрастность	Да
							Регистрационное удостоверение	Наличие
4	Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 32.50.13.190	шт	60				Описание	Стерильный полый цилиндр, который можно вводить в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и через нос, и через рот для обеспечения питания и/или аспирации. Изготавливается из пластика или резины, доступны изделия различных конструкций и длины. Некоторые модели представляют собой простые резиновые трубки со стеклянным окошком; другие модели могут быть рентгеноконтрастными для точного размещения, иметь сквозные глазки и двойные коннекторы (например, один для аспирации, второй - для ирригации/питания). Также можно использовать для декомпрессии желудка, извлечения образцов для диагностического анализа, введения лекарственных средств и для ирригации желудка с целью лечения кровотечения верхнего отдела ЖКТ. Это изделие для одноразового использования
							Длина, мм	≥ 1100 и ≤ 1110
							Количество каналов	Одноканальный

							Материал	Поливинилхлорид
							Назначение	Аспирационный
							Наружный диаметр, мм	≥ 4.7 и ≤ 4.8
							Рентгеноконтрастность	Да
							Регистрационное удостоверение	Наличие
5	Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 32.50.13.190	шт	100				Описание	Стерильный полый цилиндр, который можно вводить в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и через нос, и через рот для обеспечения питания и/или аспирации. Изготавливается из пластика или резины, доступны изделия различных конструкций и длины. Некоторые модели представляют собой простые резиновые трубки со стеклянным окошком; другие модели могут быть рентгеноконтрастными для точного размещения, иметь сквозные глазки и двойные коннекторы (например, один для аспирации, второй - для ирригации/питания). Также можно использовать для декомпрессии желудка, извлечения образцов для диагностического анализа, введения лекарственных средств и для ирригации желудка с целью лечения кровотечения верхнего отдела ЖКТ. Это изделие для одноразового использования
							Длина, мм	≥ 1100 и ≤ 1110
							Количество каналов	Одноканальный
							Материал	Поливинилхлорид
							Назначение	Аспирационный
							Наружный диаметр, мм	≥ 5.3 и ≤ 5.4
							Рентгеноконтрастность	Да
							Регистрационное удостоверение	Наличие

6	Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 32.50.13.190	шт	150					Описание	Стерильный полый цилиндр, который можно вводить в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и через нос, и через рот для обеспечения питания и/или аспирации. Изготавливается из пластика или резины, доступны изделия различных конструкций и длины. Некоторые модели представляют собой простые резиновые трубки со стеклянным окошком; другие модели могут быть рентгеноконтрастными для точного размещения, иметь сквозные глазки и двойные коннекторы (например, один для аспирации, второй - для ирригации/питания). Также можно использовать для декомпрессии желудка, извлечения образцов для диагностического анализа, введения лекарственных средств и для ирригации желудка с целью лечения кровотечения верхнего отдела ЖКТ. Это изделие для одноразового использования
								Длина, мм	≥ 1100 и ≤ 1110
								Количество каналов	Одноканальный
								Материал	Поливинилхлорид
								Назначение	Аспирационный
								Наружный диаметр, мм	≥ 6.0 и ≤ 6.1
								Рентгеноконтрастность	Да
								Регистрационное удостоверение	Наличие
								Описание	Стерильный полый цилиндр, который можно вводить в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и через нос, и через рот для обеспечения питания и/или аспирации.
7	Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие	шт	50					Описание	Стерильный полый цилиндр, который можно вводить в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и через нос, и через рот для обеспечения питания и/или аспирации.

	группировки 32.50.13.190								Изготавливается из пластика или резины, доступны изделия различных конструкций и длины. Некоторые модели представляют собой простые резиновые трубки со стеклянным окошком; другие модели могут быть рентгеноконтрастными для точного размещения, иметь сквозные глазки и двойные коннекторы (например, один для аспирации, второй - для ирригации/питания). Также можно использовать для декомпрессии желудка, извлечения образцов для диагностического анализа, введения лекарственных средств и для ирригации желудка с целью лечения кровотечения верхнего отдела ЖКТ. Это изделие для одноразового использования
								Длина, мм	≥ 1100 и ≤ 1110
								Количество каналов	Одноканальный
								Материал	Поливинилхлорид
								Назначение	Аспирационный
								Наружный диаметр, мм	≥ 6.7 и ≤ 6.8
								Рентгеноконтрастность	Да
								Регистрационное удостоверение	Наличие
8	Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 32.50.13.190	шт	25					Описание	Стерильный полый цилиндр, который можно вводить в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и через нос, и через рот для обеспечения питания и/или аспирации. Изготавливается из пластика или резины, доступны изделия различных конструкций и длины. Некоторые модели

								представляют собой простые резиновые трубки со стеклянным окошком; другие модели могут быть рентгеноконтрастными для точного размещения, иметь сквозные глазки и двойные коннекторы (например, один для аспирации, второй - для ирригации/питания). Также можно использовать для декомпрессии желудка, извлечения образцов для диагностического анализа, введения лекарственных средств и для ирригации желудка с целью лечения кровотечения верхнего отдела ЖКТ. Это изделие для одноразового использования
							Длина, мм	≥ 1100 и ≤ 1110
							Количество каналов	Одноканальный
							Материал	Поливинилхлорид
							Назначение	Аспирационный
							Наружный диаметр, мм	≥ 7.3 и ≤ 7.4
							Рентгеноконтрастность	Да
							Регистрационное удостоверение	Наличие
9	Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 32.50.13.190	шт	2000				Назначение	Для взятия венозной крови, используется совместно с вакуумными пробирками и держателем
							Описание	Двусторонние игла
							Материал иглы	Нержавеющая сталь
							Размер, мм	Не менее 0,8 x 38,0
							Размер, G	21
							Упаковка	Не менее 100 шт
							Полная внутренняя стерильность иглы	Наличие
							Регистрационное удостоверение	Наличие
10	Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки 14.12.30.190	шт	200				Назначение	Для покрытия инструментального стола
							Форма изделия	Мешка с впитывающей зоной
							Материал чехла	Нетканый ламинированный полипропилен

								Длина, мм	Не менее 1400
								Ширина, мм	Не менее 800
								Плотность, г/кв.м	Не менее 40,0
								Впитывающая зона	Наличие
								Длина, мм	Не менее 800
								Ширина, мм	Не менее 750
								Индивидуальная упаковка из полиэтилена	Соответствие
								Упаковка	Без использования инструмента
								Плотность упаковки, мкр	Не менее 50
								Стерильность	Наличие
								Срок хранения, лет	Не менее 3
								Описание	Универсальный предмет одежды, изготовленный из натуральных и синтетических материалов или их сочетаний, носимый поверх костюма хирурга во время хирургических операций. В зависимости от предполагаемого использования может быть водостойким или непроницаемым для жидкости. Халат для операционной палаты (ОП) используется во время хирургических процедур с целью защиты как пациента, так и персонала операционной от переноса микроорганизмов, жидкостей тела и частиц жидкости в воздухе. Это предмет одежды разового применения.
								Плотность материала, г/м2	Не менее 42
								Материал	Нетканый
11	Халат операционный, одноразового использования 14.12.30.190	шт	430					Халат хирургический прямого силуэта с защитой, с широким запахом на спине	Соответствие
								Размер 56-58	Соответствие
								Длина халата хирургического, см	Не менее 140
								Тип рукава - на трикотажной манжете	Соответствие

							Окантованный ворот на регулируемой застежке типа "Велькро"	Соответствие
							Две пары завязок по линии талии	Соответствие
							Наружные сварные швы (безниточные)	Соответствие
							Упаковка	Индивидуальная
							Стерильность	Соответствие
							Регистрационное удостоверение	Наличие
12	Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования 14.12.30.190	шт	96		ООО «Здравмедтех-Н»/Россия		Набор стерильных предметов белья, предназначенных для использования при осмотре пациента или проведении медицинских процедур. В состав набора могут быть включены предметы одежды для врача и/или пациента, используемые во время осмотра пациента или проведения медицинских процедур. Это изделие одноразового использования.	соответствие
							Назначение	Комплект кардиоваскулярный (для ангиографии)
							1. Простыня операционная, шт.	не менее 1
							Размер, см	не менее 100x150
							Материал	двухслойный
							Общая плотность материала, г/м²	не менее 54
							Верхний слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
							Плотность верхнего слоя, г/м²	не менее 27
							Нижний слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая пленка с микропорами
							Плотность нижнего слоя, г/м²	не менее 25
							Имеет машинную сложку	соответствие
							2. Простыня операционная, шт.	не менее 1
							Размер, см	не менее 240x330
							Материал	двухслойный
							Общая плотность материала, г/м²	не менее 54

							Верхний слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
							Плотность верхнего слоя, г/м ²	не менее 27
							Нижний слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая пленка с микропорами
							Плотность нижнего слоя, г/м ²	не менее 25
							Два отверстия для операционного доступа	наличие
							Размер отверстия, см	8x11±0,5
							Края отверстия ровные, выполненные фабричным способом (не вырезаны ножницами от руки), во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану	соответствие
							Липкий край по контуру отверстия	наличие
							Липкий край покрыт защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества	соответствие
							По краям клейкого края находятся участки, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю при работе с бельём	соответствие
							Размер свободных от адгезива участков, см	3 ± 0,2
							Впитывающая зона вокруг отверстий	наличие
							Размер впитывающей зоны, см	не менее 70x80
							Материал впитывающей зоны	нетканый впитывающий на основе вискозы/целлюлозы
							Плотность материала, г/м ²	не менее 70
							Вставки из прозрачного полиэтилена по бокам простыни	наличие
							Ширина одной вставки, см	50±5
							3. Простыня операционная, шт.	не менее 1
							Размер, см	не менее 50x50
							Материал	трехслойный
							Общая плотность, г/м ²	не менее 68

								1 слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
								Плотность 1-го слоя, г/м ²	не менее 26
								2 слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка с микропорами
								Плотность 2-го слоя, г/м ²	не менее 28
								3 слой	волокна полипропилена, с абсорбирующими свойствами
								Плотность 3-го слоя, г/м ²	не менее 14
								Липкий край по одной стороне	наличие
								Размер липкого края, см	не менее 50
								Липкий край покрыт защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества	соответствие
								По краям клейкого края находятся участки, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю при работе с бельём	соответствие
								Размер свободных от адгезива участков, см	3 ± 0,2
								4. Пеленка впитывающая, шт.	не менее 2
								Длина, см	не менее 90
								Ширина, см	не менее 60
								1 слой	нетканый влагопроницаемый
								2 слой	распушенная целлюлоза
								3 слой	влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка
								Впитываемость, мл	не менее 1200
								Гипоаллергенная	соответствие
								Форма изделия - прямоугольная	соответствие
								5. Салфетка хирургическая, шт.	не менее 2
								Размер салфетки, см	не менее 20x25
								Материал изготовления	впитывающий нетканый на основе вискозы/целлюлозы
								Плотность, г/м ²	не менее 40
								Материал имеет безворсовую структуру, не расслаивается	соответствие

							Не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей и слизистой	соответствие
							Обладает антистатичностью	соответствие
							6. Простыня операционная, шт.	не менее 1
							Размер, см	не менее 140x150
							Материал	двухслойный
							Общая плотность материала, г/м ²	не менее 54
							Верхний слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
							Плотность верхнего слоя, г/м ²	не менее 27
							Нижний слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая пленка с микропорами
							Плотность нижнего слоя, г/м ²	не менее 25
							Каждый набор вакуумно упакован (воздух откачан из упаковки, что позволяет экономить место и вести визуальный контроль стерильности в случае прокола или пореза упаковки)	соответствие
							Набор помещен (запечатан) в комбинированную упаковку, состоящую из двух частей (в виде лотка)	соответствие
							Материал верхней части	медицинская бумага или полиэтилен
							Материал нижней части	полиэтилен/полиамид
							Толщина нижней части, мкм	не менее 150
							Части упаковки соединены таким образом, чтобы позволять вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения одной ее части от другой без использования дополнительных стерильных режущих предметов.	соответствие
							На упаковке нанесены срок окончания годности, информация об изделии	соответствие
							Изделие зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	соответствие

13	Лейкопластырь для поверхностных ран 21.20.24.110	шт	100					Назначение	Для закрепления на коже повязок, дренажей и катетеров
								Материал	Гипоаллергенный нетканый материал с высокой воздухопроницаемостью
								Снаружи сантиметровая разметка	Наличие
								Внутренняя сторона покрыта защитной пленкой	Наличие
								Вариант исполнения	Рулон
								Длина, см	Не менее 1000
								Ширина, см	Не менее 15
								Регистрационное удостоверение	Наличие
14	Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 17.22.11.130	пач	100					Описание	Листовые полотенца
								Количество слоев, шт	Не менее 2
								Для использования в диспенсере	Да
								Диспенсерная система	Н2
								Форма выпуска	Лист
								Количество слоев, шт	≥ 2
								Тип сложения	Z-сложение
								Количество листов в пачке, шт	≥ 200 и ≤ 210
								Цвет	Белый
								Материал	Вторичное сырье высокого качества
								Размер листа длина, мм	≥ 210 и ≤ 213
								Размер листа ширина, мм	≥ 220 и ≤ 225