

Описание предмета закупки

№ п/п	Наименование товара, ОКПД 2	Ед. изм.	Кол-во	Наименование товара в соответствии с РУ	Производитель/ Страна происхождения	Срок годности, мес.	Номер регистрационного удостоверения, дата выдачи	Наименование показателя	Содержание (значение) показателя
1	Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами 21.20.24.160	шт	70					Назначение	Предназначена для оказания местного гемостатического и антисептического действия, стимулирует регенерацию тканей
								Длина, мм	≥ 90
								Ширина, мм	≥ 90
								Пластина кровеостанавливающая не растворима в холодной воде и органических растворителях, устойчива при температуре, не превышающей 75 °С	Соответствие
								рН водной вытяжки от 4,5 до 6,5	Соответствие
2	Изделия медицинские ватно-марлевые 21.20.24.150	шт	150					Описание	Изделие, предназначенное для использования в качестве абсорбента, изготавливаемое из нестерильной массы ваты или искусственных волокон, сформированное в виде непрерывного отрезка (рулона) и, как правило, используемое в качестве впитывающего средства общего назначения или для набивки в лечебных учреждениях или домашних условиях; это не бинт и не специализированная повязка. Это изделие для одноразового использования
								Масса, г	Не менее 250
								Назначение	Хирургическая
								Стерильность	Нестерильный
								Реакция водной вытяжки	Нейтральная
								Запах	Не допускается

								Содержание посторонних примесей	Не допускается
								ГОСТ 5556-81	Соответствие
								Степень белизны, %	Не менее 80
								Зольность, %	Не более 0,3
								Упаковка	Индивидуальная
3	Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 17.22.12.130	упак	290					Назначение	Нестерильная неинвазивная плоская простыня, разработанная для покрытия участка тела пациента во время хирургической процедуры с целью изоляции конкретной анатомической зоны (например, места хирургического надреза) от потенциального загрязнения (например, микробами, веществами). Изделие может также использоваться для защиты пациента от жара/пламени во время хирургической процедуры, однако, оно не содержит специальных материалов, устойчивых к лазерному излучению или способных отражать тепло. Это изделие для одноразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением
								Материал изготовления	Спандбонд
								Плотность материала, г/м2	Не менее 42
								Длина простыни, мм	Не менее 800 не более 900
								Ширина простыни, мм	Не менее 700 не более 800
								Упакованы в групповую упаковку	полиэтилен низкого давления
								Количество в упаковке, шт	Не менее 10
4	Лейкопластырь хирургический универсальный, стерильный 21.20.24.110	шт	5600					Описание	Длинная тонкая лента из синтетического материала, покрытая с одной стороны адгезивным слоем, предназначенная для наружного применения при различных хирургических/клинически

								х вмешательствах [например, при обкладывании пациента простынями или салфетками перед операцией и/или для создания окна вокруг места, на котором будет проводиться операция, для создания стерильного барьера, фиксации/закрепления предметов на пациенте (например, чулочков), организации/установки трубок, кабелей и других изделий в операционной]. Как правило, изготавливается из пластика или комбинации материалов. Это изделие для одноразового использования
							Назначение	Стерильная гипоаллергенная повязка для фиксации периферических катетеров с подушечкой
							Паропроницаемая, водонепроницаемая	Соответствие
							Состав	
							Материал основы повязки	Полиэстер
							Нетканые «штанишки»	Полиэстер
							Состав подушечки	Не менее 70% вискоза, не менее 30% полиэфирное волокно, полиэтиленовая сетка
							Адгезив (безвредный для кожи медицинский клей полиакрилат)	Полиакрилатовый клей
							Размер повязки	
							Длина, см	Не менее 8 не более 9
							Ширина, см	Не менее 6 не более 7
							Адгезив не содержит канифоли, латекс, тяжелые металлы, фталаты	Соответствие
							Бумага с антиадгезионным покрытием; выполнена в виде	Соответствие

							трех отдельных частей, расположенных внахлест	
							Верхняя защитная пленка имеет утолщенный цветомаркированный край	Соответствие
							Повязка предназначена для фиксации венозных катетеров	Соответствие
							Повязка имеет вырез	Соответствие
							Гипоаллергенность	Соответствие
							Стерилизовано оксидом этилена	Соответствие
5	Материалы перевязочные медицинские, включая марлю, бинты, вату и аналогичные изделия 21.20.24.131	шт	200				Описание	Гигроскопичная хлопчатобумажная ткань простого полотняного плетения, вырабатывается специально для медицинских целей, как основа для перевязочного материала, для ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски) предохраняющих от инфекций
							Отбеленная без использования хлора	Соответствие
							Упаковка	Индивидуальная
							Ширина, см	≥ 90 и ≤ 100
							Длина, м	≥ 10 и ≤ 12
							Плотность, г/м ²	Не менее 32
							ГОСТ 9412-93	Соответствие
							Разрывная нагрузка полоски размером 50х200 мм по утку, кгс	Не более 4
							Разрывная нагрузка полоски размером 50х200 мм по основе, кгс	Не более 8
6	Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования 14.12.30.190	шт	84		ООО «Здравмедтех-Н»/Россия		Набор стерильных предметов белья, предназначенных для использования при осмотре пациента или проведении медицинских процедур. В состав набора могут быть включены предметы одежды для врача и/или пациента, используемые во время осмотра пациента или проведения медицинских	соответствие

							процедур. Это изделие одноразового использования.	
							Назначение	Комплект кардиоваскулярный (для ангиографии)
							1. Простыня операционная, шт.	не менее 1
							Размер, см	не менее 100x150
							Материал	двухслойный
							Общая плотность материала, г/м ²	не менее 54
							Верхний слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
							Плотность верхнего слоя, г/м ²	не менее 27
							Нижний слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая пленка с микропорами
							Плотность нижнего слоя, г/м ²	не менее 25
							Имеет машинную сложку	соответствие
							2. Простыня операционная, шт.	не менее 1
							Размер, см	не менее 240x330
							Материал	двухслойный
							Общая плотность материала, г/м ²	не менее 54
							Верхний слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
							Плотность верхнего слоя, г/м ²	не менее 27
							Нижний слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая пленка с микропорами
							Плотность нижнего слоя, г/м ²	не менее 25
							Два отверстия для операционного доступа	наличие
							Размер отверстия, см	8x11±0,5
							Края отверстия ровные, выполненные фабричным способом (не вырезаны ножницами от руки), во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану	соответствие
							Липкий край по контуру отверстия	наличие
							Липкий край покрыт защитной полоской из силиконизированной бумаги.	соответствие

							препятствующей высыханию адгезивного вещества	
							По краям клейкого края находятся участки, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю при работе с бельём	соответствие
							Размер свободных от адгезива участков, см	3 ± 0,2
							Впитывающая зона вокруг отверстий	наличие
							Размер впитывающей зоны, см	не менее 70x80
							Материал впитывающей зоны	нетканый впитывающий на основе вискозы/целлюлозы
							Плотность материала, г/м ²	не менее 70
							Вставки из прозрачного полиэтилена по бокам простыни	наличие
							Ширина одной вставки, см	50±5
							3. Простыня операционная, шт.	не менее 1
							Размер, см	не менее 50x50
							Материал	трехслойный
							Общая плотность, г/м ²	не менее 68
							1 слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
							Плотность 1-го слоя, г/м ²	не менее 26
							2 слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка с микропорами
							Плотность 2-го слоя, г/м ²	не менее 28
							3 слой	волокна полипропилена, с абсорбирующими свойствами
							Плотность 3-го слоя, г/м ²	не менее 14
							Липкий край по одной стороне	наличие
							Размер липкого края, см	не менее 50
							Липкий край покрыт защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества	соответствие
							По краям клейкого края находятся участки, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания	соответствие

							перчаток к клейкому краю при работе с бельём	
							Размер свободных от адгезива участков, см	3 ± 0,2
							4. Пеленка впитывающая, шт.	не менее 2
							Длина, см	не менее 90
							Ширина, см	не менее 60
							1 слой	нетканый влагопроницаемый
							2 слой	распушенная целлюлоза
							3 слой	влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка
							Впитываемость, мл	не менее 1200
							Гипоаллергенная	соответствие
							Форма изделия - прямоугольная	соответствие
							5. Салфетка хирургическая, шт.	не менее 2
							Размер салфетки, см	не менее 20x25
							Материал изготовления	впитывающий нетканый на основе вискозы/целлюлозы
							Плотность, г/м ²	не менее 40
							Материал имеет безворсовую структуру, не расслаивается	соответствие
							Не вызывает местно- раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей и слизистой	соответствие
							Обладает антистатичностью	соответствие
							6. Простыня операционная, шт.	не менее 1
							Размер, см	не менее 140x150
							Материал	двухслойный
							Общая плотность материала, г/м ²	не менее 54
							Верхний слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
							Плотность верхнего слоя, г/м ²	не менее 27
							Нижний слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая пленка с микропорами
							Плотность нижнего слоя, г/м ²	не менее 25
							Каждый набор вакуумно упакован (воздух откачан из упаковки, что позволяет экономить место и вести визуальный контроль стерильности в случае прокола или пореза упаковки)	соответствие

							Набор помещен (запечатан) в комбинированную упаковку, состоящую из двух частей (в виде лотка)	соответствие
							Материал верхней части	медицинская бумага или полиэтилен
							Материал нижней части	полиэтилен/полиамид
							Толщина нижней части, мкм	не менее 150
							Части упаковки соединены таким образом, чтобы позволять вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения одной ее части от другой без использования дополнительных стерильных режущих предметов.	соответствие
							На упаковки нанесены срок окончания годности, информация об изделии	соответствие
							Изделие зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	соответствие
7	Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки 14.12.30.190	шт	110				Назначение	Для покрытия инструментального стола
							Форма изделия	Мешка с впитывающей зоной
							Материал чехла	Нетканый ламинированный полипропилен
							Длина, мм	Не менее 1400
							Ширина, мм	Не менее 800
							Плотность, г/кв.м	Не менее 40,0
							Впитывающая зона	Наличие
							Длина, мм	Не менее 800
							Ширина, мм	Не менее 750
							Индивидуальная упаковка из полиэтилена	Соответствие
							Упаковка	Без использования инструмента
							Плотность упаковки, мкр	Не менее 50
							Стерильность	Наличие
							Срок хранения, лет	Не менее 3
8	Рулон марлевый тканый 21.20.24.131	шт	3060				Описание	Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например,

								хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования.
							Длина, м	Не менее 7
							Ширина, см	Не менее 14
							Наличие рентгеноконтрастной нити	Нет
							Поверхностная плотность, г/м ²	Не менее 32
							Минимальный остаточный срок годности на дату поставки, мес	Не менее 36