

Описание объекта закупки

№ п/п	Наименование товара, ОКПД 2	Наименование товара в соответствии с РУ	Ед. изм.	Кол-во	Производитель/Страна происхождения	Срок годности, мес.	Номер регистрационного удостоверения, сертификата соответствия, дата выдачи	Наименование показателя	Содержание (значения) показателя
1	Бумага для аппаратов и приборов 17.12.14.160		шт	2				Описание	Бумага предназначена аппаратов регистрации ЭКГ отечественного и импортного производства.
								Назначение	для фетальных мониторов
								Тип	z-сложенная в пачки
								Ширина, мм	Не менее 143 не более 145
								Длина ленты, м	Не менее 45
								Наличие сетки	нет
								Длина листа (фальца), мм	Не менее 150 не более 155
								Количество листов в упаковке, шт	Не менее 300
								Регистрационное удостоверение	Наличие
2	Материалы клейкие перевязочные 21.20.24.110		шт	8000				Описание	Длинная тонкая лента из синтетического материала, покрытая с одной стороны адгезивным слоем, предназначенная для наружного применения при различных хирургических/клинических вмешательствах [например, при обкладывании пациента простынями или салфетками перед операцией и/или для создания окна вокруг места, на котором будет проводиться операция, для создания стерильного барьера, фиксации/закрепления предметов на пациенте (например, чулочков), организации/установки трубок, кабелей и других изделий в операционной]. Как правило, изготавливается из пластика или комбинации материалов. Это изделие для одноразового использования
								Назначение	Стерильная гипоаллергенная повязка для фиксации периферических катетеров с подушечкой
								Паропроницаемая, водонепроницаемая	Соответствие
								Состав	
								Материал основы повязки	Полиэстер
								Нетканые «штанишки»	Полиэстер
								Состав подушечки	Не менее 70% вискоза, не менее 30% полиэфирное волокно, полиэтиленовая сетка
								Адгезив (безвредный для кожи медицинский клей полиакрилат)	Полиакрилатовый клей

								Размер повязки	
								Длина, см	Не менее 8 не более 9
								Ширина, см	Не менее 6 не более 7
								Адгезив не содержит канифоли, латекс, тяжелые металлы, фталаты	Соответствие
								Бумага с антиадгезионным покрытием, выполнена в виде трех отдельных частей, расположенных внахлест	Соответствие
								Верхняя защитная пленка имеет утолщенный светомаркированный край	Соответствие
								Повязка предназначена для фиксации венозных катетеров	Соответствие
								Повязка имеет вырез	Соответствие
								Гипоаллергенность	Соответствие
								Стерилизовано оксидом этилена	Соответствие
3	Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки 14.12.30.190		шт	54	ООО «Здравмедтех-Н»/Россия			Набор стерильных предметов белья, предназначенных для использования при осмотре пациента или проведении медицинских процедур. В состав набора могут быть включены предметы одежды для врача и/или пациента, используемые во время осмотра пациента или проведения медицинских процедур. Это изделие одноразового использования.	соответствие
								Назначение	Комплект кардиоваскулярный (для ангиографии)
								1. Простыня операционная, шт.	не менее 1
								Размер, см	не менее 100х150
								Материал	двухслойный
								Общая плотность материала, г/м²	не менее 54
								Верхний слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
								Плотность верхнего слоя, г/м²	не менее 27
								Нижний слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая пленка с микропорами
								Плотность нижнего слоя, г/м²	не менее 25
								Имеет машинную складку	соответствие
								2. Простыня операционная, шт.	не менее 1
								Размер, см	не менее 240х330
								Материал	двухслойный
								Общая плотность материала, г/м²	не менее 54
								Верхний слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы

								Плотность верхнего слоя, г/м²	не менее 27
								Нижний слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая пленка с микропорами
								Плотность нижнего слоя, г/м²	не менее 25
								Два отверстия для операционного доступа	наличие
								Размер отверстия, см	8х11±0,5
								Края отверстия ровные, выполненные фабричным способом (не вырезаны ножницами от руки), во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану	соответствие
								Липкий край по контуру отверстия	наличие
								Липкий край покрыт защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества	соответствие
								По краям клеевого края находятся участки, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клеевому краю при работе с бельём	соответствие
								Размер свободных от адгезива участков, см	3 ± 0,2
								Впитывающая зона вокруг отверстий	наличие
								Размер впитывающей зоны, см	не менее 70х80
								Материал впитывающей зоны	нетканый впитывающий на основе вискозы/целлюлозы
								Плотность материала, г/м²	не менее 70
								Вставки из прозрачного полиэтилена по бокам простыни	наличие
								Ширина одной вставки, см	50±5
								3. Простыня операционная, шт.	не менее 1
								Размер, см	не менее 50х50
								Материал	трехслойный
								Общая плотность, г/м²	не менее 68
								1 слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
								Плотность 1-го слоя, г/м²	не менее 26
								2 слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка с микропорами
								Плотность 2-го слоя, г/м²	не менее 28
								3 слой	волокна полипропилена, с абсорбирующими свойствами
								Плотность 3-го слоя, г/м²	не менее 14

							Липкий край по одной стороне	наличие
							Размер липкого края, см	не менее 50
							Липкий край покрыт защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества	соответствие
							По краям клейкого края находятся участки, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю при работе с бельём	соответствие
							Размер свободных от адгезива участков, см	$3 \pm 0,2$
							4. Пеленка впитывающая, шт.	не менее 2
							Длина, см	не менее 90
							Ширина, см	не менее 60
							1 слой	нетканый влагопроницаемый
							2 слой	распушенная целлюлоза
							3 слой	влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка
							Впитываемость, мл	не менее 1200
							Гипоаллергенная	соответствие
							Форма изделия - прямоугольная	соответствие
							5. Салфетка хирургическая, шт.	не менее 2
							Размер салфетки, см	не менее 20x25
							Материал изготовления	впитывающий нетканый на основе вискозы/целлюлозы
							Плотность, г/м ²	не менее 40
							Материал имеет безворсовую структуру, не расслаивается	соответствие
							Не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей и слизистой	соответствие
							Обладает антистатичностью	соответствие
							6. Простыня операционная, шт.	не менее 1
							Размер, см	не менее 140x150
							Материал	двухслойный
							Общая плотность материала, г/м ²	не менее 54
							Верхний слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
							Плотность верхнего слоя, г/м ²	не менее 27
							Нижний слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая пленка с микропорами
							Плотность нижнего слоя, г/м ²	не менее 25
							Каждый набор вакуумно упакован (воздух откачан из упаковки, что позволяет	соответствие

							экономить место и вести визуальный контроль стерильности в случае прокола или пореза упаковки) Набор помещен (запечатан) в комбинированную упаковку, состоящую из двух частей (в виде лотка) Материал верхней части Материал нижней части Толщина нижней части, мкм Части упаковки соединены таким образом, чтобы позволять вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения одной ее части от другой без использования дополнительных стерильных режущих предметов. На упаковки нанесены срок окончания годности, информация об изделии Изделие зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	соответствие медицинская бумага или полиэтилен полиэтилен/полиамид не менее 150 соответствие соответствие соответствие
4	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки 26.60.12.129		шт	2			Описание Диапазон измерения давления, мм р. ст. Манжета с металлической скобой и петель Нагнетатель из натурального латекса с металлическим иглопчатым регулятором сброса давления (боковой винт)	Изделие для измерения артериального давления, состоящее из надувной манжеты, которую оборачивают вокруг конечности (руки или бедра), резиновой груши-воздухонагнетателя для регулирования давления внутри манжеты, anerоидного манометра и трубок. Anerоидный манометр состоит из металлического упругого элемента, который деформируется при повышении давления в манжете, и механического усилителя, который передает эту деформацию через специальный стержень на указатель (стрелку), вращающийся вокруг калиброванной дисковой шкалы. Может изготавливаться в разных конфигурациях: настенной, настольной, портативной. Измерение артериального давления может производиться с использованием стетоскопа. От не менее 0 и до не более 300 Соответствие Соответствие

							Назначение манжеты	Для плеча
							Обхват манжеты, минимальный, см	Не менее 25
							Обхват манжеты, максимальный, см	Не менее 36
							Фонендоскоп	Наличие
							Сумка для хранения и транспортировки	Наличие
							Коробка из микроффокартона	Наличие
							Паспорт завода изготовителя	Наличие
							Поверка	Наличие
							Регистрационное удостоверение	Наличие
5	Реагенты диагностические 21.20.23.110		шт	120			Описание	Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения фермента уреазы (urease) бактерии <i>Helicobacter pylori</i> в клиническом образце.
							Количество выполняемых тестов, шт	Не менее 1
							Назначение	Для ручной постановки
							Состав комплекта:	
							подложка, в которой закреплен чувствительный элемент, защищенный полимерной пленкой	Соответствие
							Количество индикаторных элементов на подложке, шт	Не более 1
							Беспыльозная подложка для исключения нецелевых реакций теста	Соответствие
							Время достижения стабильной окраски, мин	Не более 3
							Переход окраски с желтого на синий	Соответствие
							Отсутствие реакции на штаммы прочих уреазопродукторов желудка	Соответствие
							Регистрационное удостоверение	Наличие
6	Реагенты диагностические 21.20.23.110		шт	4			Назначение	Для осуществления ранней диагностики инфекционных заболеваний желудка
							Диапазон определяемых концентраций pH	от 3 до 7
							Цветная шкала на этикетке содержит серию цветовых полей, соответствующих значениям pH: 3,0; 3,5; 3,7; 4,0; 4,2; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0	Наличие

							Количество тестов в упаковке, шт	≥ 100
7	Рулон марлевый тканый 21.20.24.131		шт	5000			Описание	Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования.
							Длина, м	Не менее 7
							Ширина, см	Не менее 14
							Наличие рентгеноконтрастной нити	Нет
							Поверхностная плотность, г/м ²	Не менее 32
							Минимальный остаточный срок годности на дату поставки, мес	Не менее 36
8	Рулон марлевый тканый 21.20.24.131		шт	150			Описание	Стерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования.
							Длина, м	Не менее 5
							Ширина, см	Не менее 10
							Наличие рентгеноконтрастной нити	Нет
							Поверхностная плотность, г/м ²	Не менее 32
							Индивидуальная упаковка	Соответствие
							Минимальный остаточный срок годности на дату поставки, мес	Не менее 36
9	Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки 14.12.30.190		упак	350			Описание	Универсальный предмет одежды, изготовленный из натуральных и синтетических материалов или их сочетаний, носимый поверх костюма хирурга во время хирургических

								операций. В зависимости от предполагаемого использования может быть водостойким или непроницаемым для жидкости. Халат для операционной палаты (ОП) используется во время хирургических процедур с целью защиты как пациента, так и персонала операционной от переноса микроорганизмов, жидкостей тела и частиц жидкости в воздухе. Это предмет одежды разового применения.
							Плотность материала, г/м2	Не менее 42
							Материал	Нетканый
							Халат хирургический прямого силуэта с защитой, с широким запахом на спине	Соответствие
							Размер 56-58	Соответствие
							Длина халата хирургического, см	Не менее 140
							Ширина халата хирургического, см	Не менее 160
							Тип рукава - на трикотажной манжете	Соответствие
							Горловина	На завязках
							Две пары завязок по линии талии	Соответствие
							Наружные сварные швы (безниточные)	Соответствие
							Салфетка, шт	Не менее 2
							Размер, см	Не менее 20х20
							Плотность материала, г/м2	Не менее 15
							Упаковка	Индивидуальная
							Стерильность	Соответствие