



Медиал

ИП Макеев И.С.
ИНН 721504267416
Россия, г.Тюмень, ул. Ставропольская, д.101. ст. 3, этаж 3
+7 (3452) 677-900

11.08.2026 года

Коммерческое предложение

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
1	Измеритель артериального давления ИАД-01-1- «Адютор», комплектация 1, Россия Манометр медицинский мембранный предназначен для точного измерения артериального давления. Данная модификация поставляется в металлическом корпусе. Диаметр циферблата равен 5 см. Имеется возможность его откалибровать. У прибора есть взрослая нейлоновая манжета с кольцом. Ее обхват равен 25-38 см. Пневмокамера цельнолитая двухтрубчатая изготовлена из латекса. Ручной нагнетатель произведен из натурального латекса. Имеет игольчатый металлический регулятор сброса давления, а также специальный обратный клапан. Страна производства Россия	шт	8	2 432,00	19 456,00

Тонометр LD-80 механический , без фонендоскопа профессиональный с тремя детскими манжетами(7-12 см, 11-19см,18-26см) 7-12 см.: предназначены для новорожденных крох. Аппарат с внутренней стороны манжета имеет хлопковое напыление, что позволяет избежать раздражения нежных кожных покровов младенца. 11-19 см.: эта манжета будет идеальна для малышей чуть постарше. Внутренность полностью из хлопка. 18-26 см.: хороша для тех девочек и мальчиков, чей объем плеча входит в данный диапазон. Аппарат проводит измерения максимально точно, четко. При эксплуатации стоит иметь в виду, что давление скачкообразно, поэтому измерения стоит производить в разные промежутки времени с интервалом в 5-15 минут. В итоге оценивать средние показатели между крайностями. Измерения стоит проводить в расслабленном, спокойном состоянии пациента. Не рекомендуется есть и пить за 1.5 часа до обследования. Исключить за 1-2 часа до измерений физические нагрузки, стресс. Результаты обследования хорошо записывать, а после предоставлять лечащему врачу для назначения лечения. Стоит учитывать, что измерения в стенах дома, и на территории медицинского учреждения могут розниться. Манжета при процессе обследования должна быть на уровне сердца, а пациент может быть как в сидячем, так и в лежащем положении. Страна производства Сингапур	шт	6	2 147,00	12 882,00
--	----	---	----------	-----------

3	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed", вариант исполнения: YE655A Без проверки На дисплее тонометра, кроме показателей уровня систолического и диастолического давления, в удобном формате отображаются параметры пульса и ритма сердца, информация о записях в памяти прибора, а также уровень зарядки аккумуляторных элементов. Указанный тонометр стандартно комплектуется классической манжетой, которая отлично подходит для руки окружностью 22-45 см. Объем памяти измерительного устройства позволяет хранить результаты не менее 74 последних измерений. За счет этого можно эффективно контролировать уровень давления, отслеживать его динамику, не перегружая память и не прибегая к ведению дополнительных записей. Тип Автоматический Объем памяти 74 измерения Датчик давления Полупроводниковый Способ сброса воздуха Автоматический Чехол для хранения Да Вес нетто (ед) 0.21 кг Вес брутто (ед) 0.48 кг Габариты в упаковке (ед) 14.2*9.2*18 см Обхват руки (± 10%) 22-45 см Размер (± 5%) 110*110*75 мм Питание 4 батареи "AAA", Сетевой адаптер 6В, 600 мА Диапазон измерения пульса 40-200 уд/мин Диапазон измерения давления 0-280 мм рт. ст. Погрешность измерения пульса ±5% Погрешность измерения давления ±3 мм.рт.ст. Страна производства Китай	шт	1	3 325,00	3 325,00	
					Итого, руб	35 663,00

ИТОГО: 35 663,00 руб. Без НДС

Срок поставки 15 рабочих дней

Цена действительна до 31.12.2026 г.

В стоимость товара входит доставка и разгрузка по адресу заказчика.

ИП Макеев И.С.



