

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-13/754416

Дата подачи уведомления: 13.08.2026

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯЛТИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

Адрес электронной почты: zakup.ymmc@mail.ru

Номер контактного телефона: +7 (365) 426-03-41

Место нахождения: 298655, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, М.О. ГОРОД-КУРОРТ ЯЛТА, ПГТ ЛИВАДИЯ, Ш СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ, Д. 2, СТР. 2

ИНН: 5043025577

ОГРН: 1055008511986

Наименование продукции: Наборы ангиографические

Код ОКПД2: 32.50.50.190

Код ТН ВЭД: 9018 31 100 9 Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая скintiграфическую аппаратуру, аппаратура электрофизиологическая прочая и приборы для исследования зрения: шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты: шприцы, с иглами или без игл: из пластмассы: прочие

Количество найденных аналогов: Более 100

☒ Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Наборы ангиографические		Предназначен для введения контрастных веществ и физиологического раствора при рентгеновской визуализации, совместимый с системой Seacrown Zenith C11 для ввода контрастного вещества : Соответствие; Количество шприцев в наборе: 2 Штука; Объем шприца А: 100 Кубический сантиметр;^миллилитр; Объем шприца Б: 100 Кубический сантиметр;^миллилитр; Трубока соединительная системы инъекционной : 1 Штука; Длина трубки соединительной системы инъекционной: 150 См; Т-образный коннектор на соединительной трубке: Соответствие; Встроенный противозвратный клапан: 2 Штука; Трубка быстрого наполнения: 2 Штука; Длина трубки быстрого набора: 17 См; Материал изготовления не содержит латекс: Соответствие; Максимальное расчетное давления составных частей набора: 350 psi
2			
3			
4			
5			