


Рекомендуемая схема
размещения стабилизаторов напряжения в рентгенкабинете
филиала «Поликлиника» ФКУЗ МСЧ-34, ФСИН России



Условные обозначения

	Шит распределительный напольный
	Количество розеток
	Разетка 220 В открытой установки с защитными контактами
	Различная оплетка кабельных коробов для кабелей ВВГнг-Фнн (с экраном)
	Различная сеть в корпусе в ширине по стенам и потолку
	Кодовый планчик размещения в лотке в полу отм. 0.000
	Разетка однокорпусная ВЧС компьютерная скрутка, установка
	Мет. кабельный лоток 100x50 мм ДС в полу

Размещение подготовил:

2026

(подпись)

(И.О.)

СОГЛАСОВАНО

Лицо, отвечающее за энергохозяйство здания размещения Поликлиники:

Должность:

Ф.И.О.

(подпись)

2026

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ п/п	Наименование помещений	Площадь, м ²	Кат. помещения
1	Рентгеновский кабинет	49,5	
2	Комната управления (пультовая)	9,1	
3	Процедурная маммографии	14,5	
4	Комната сан.узла и уборочного инвентаря	7,4	В4
5	Коридор		
6	Кабинет рентенолога	17,5	
7	Процедурная флюорографии	30,91	
	Итого:	128,91	